

# Playpak

- ✓ Multifunktionelt pudesystem, der kan sammensættes på mange forskellige måder
- ✓ Terapeutudviklet til babyer og børn op til 4 år
- ✓ Hjælper motorisk, kognitiv og sensorisk udvikling



## 1 UNDERLAG

Det bløde aktivitetsunderlag har en overflade, som pudernes velcrostropper let monteres på.

## 2 LANG OG KORT PØLLE

Alsidige, cylinderformede puder, som kan bruges sammen eller hver for sig til at støtte.

## 3 HESTESKOFORMEDE PUDER

Bruges til at give støtte til ryggen og balance, så barnet har hænderne fri til at lege.

## 4 POSITIONERINGSSTROP OG NAKKEPUDE

Stropen kan bruges til forskellige formål, hvor der er behov for ekstra støtte over benene, i siderne eller i ryggen. Nakkepuden kan også bruges under brystet, hvis barnet ligger på maven.

▲ Playpak vist med komplet standardudstyr. Ekstra puder kan tilkøbes.




1



3



2



4


## Kompakt, praktisk og let at have med

Playpak er et transportabelt aktivitets- og pudesystem, der støtter barnet i den motoriske udvikling.

Playpak er udviklet af terapeuter til babyer og små børn, som har brug for støtte til motorisk udvikling. Det modulerbare pudesystem hjælper barnet til stabilitet, og gennem leg kan der arbejdes med barnets nærmeste udviklingszone.

De farverige puder kan sammensættes på mange forskellige måder, som hver især stimulerer barnets udvikling og tillader træning både hjemme og på farten. Dette giver forældrene mulighed for at tage del i træningen med barnet.

Underlaget kan foldes sammen til en praktisk og transportabel størrelse. Alle delene sættes sammen med velcro og har stropper til montering af legetøj.



TIDLIG INDSATS

### HMI-numre

MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
PLAYPAK	107404	840100103318

SPECIFIKATIONER	PLAYPAK
FOLDET TASKE (L X B X D)	44 X 49 X 15 CM
AKTIVITETSTÆPPE UDFOLDET (L X B)	134 X 75 CM
LANG PØLLE (L X B X D)	52 X 9 X 7 CM
KORT PØLLE (L X B X D)	28 X 9 X 7 CM
LANG PUDE (L X B X D)	44 X 49 X 15 CM
KORT PUDE (L X B X D)	7 X 9 X 20 CM
BØRN & UNGE	0-48 MDR