



OptiCell 2 PRO er en fulldautomatisk trykaflastende kombimadrás med vekseltrykfunktion, som benyttes direkte på sengebunden. Den er designet til forebyggelse og behandling af tryksår op til og med kategori 3. Den 18 cm tykke madrás har 12 cm høje luftceller og en 6 cm høj integreret skumkerne.

Den medfølgende pumpe, der kan give både statisk og dynamisk tryk, er let at anvende og justeres automatisk efter brugerens vægt, højde, lejrning, bevægelse og placering i sengen.

Produktspecifikation:

- Med LOW AIR LOSS-funktion* ved 17 udskiftelige celler af blødt nylon/TPU (polyurethane) og hygiejnebetræk (multi-stretch, vandtæt og åndbart, OptiTex™ bi-elastisk dobbeltbelagt tekstil med blødt og elastisk PU).
- Hælaflastning - Udstyret med SweCells™ og et luftudslipssystem, som muliggør let deflation af individuelle celler ved hjælp af en integreret luftlås, for helt at eliminere trykket på f.eks. hæle.
- Komfortfunktion: Madrassen har 6 forskellige komfort-indstillinger.
- Madrassen opretholder lufttryk i mindst 12 timer, når pumpen er frakoblet under transport.
- CPR-ventil ved hjertestop.
- Pumpe: OC-20 er en avanceret pumpe med sensorer, der tilpasser sig afhængigt af brugerens vægt. Lydniveau: 21 db. 230 V / 50 Hz.
- En "Ready"-lampe angiver, hvornår pumpe og madrás er klar til brug. Hvis lampen ikke er tændt, er det en indikation af, at der er noget galt.
- Alarmfunktion advarer med både lys og lydalarmer om lavt tryk i madrassen eller ved strømafbrydelser.
- Rengøring: Betrækket rengøres med desinfektions rengøringsmidler og kan maskinvaskes ved op til 95°. Celler og slanger kan vaskes separat med varmt vand (max 70°) eller med desinfektionsmiddel.
- Patientvægt: Max. 230 kg.
- Vægt: 11 kg (105 x 200 cm).
- Garanti: 2 år for funktionelle egenskaber i madraskernen.

OptiCell 2 PRO Vekseltryksmadras – sårstadi 3



Vandtæt
ISO 811-1981



Åndbart
ISO 11092



Brandhæmmende
BS EN 597-1&2



Modstandsdygtig
mod stræk
EN ISO 13934-1 1999



Hydrostatisk tryk
ISO 811-1981

| Varenr. | HMI-nr. | Mål | Varenr. | HMI-nr. | Mål |
|---------------|---------|------------------|---------------|---------|-------------------|
| 12-020021-001 | 123582 | 80 x 190 x 18 cm | 12-020021-013 | 123609 | 90 x 210 x 18 cm |
| 12-020021-006 | 123585 | 80 x 200 x 18 cm | 12-020021-018 | 123612 | 90 x 220 x 18 cm |
| 12-020021-011 | 123587 | 80 x 210 x 18 cm | 12-020021-004 | 123615 | 105 x 190 x 18 cm |
| 12-020021-016 | 123588 | 80 x 220 x 18 cm | 12-020021-009 | 123618 | 105 x 200 x 18 cm |
| 12-020021-002 | 123591 | 85 x 190 x 18 cm | 12-020021-014 | 123621 | 105 x 210 x 18 cm |
| 12-020021-007 | 123594 | 85 x 200 x 18 cm | 12-020021-019 | 123624 | 105 x 220 x 18 cm |
| 12-020021-012 | 123597 | 85 x 210 x 18 cm | 12-020021-005 | 123628 | 120 x 190 x 18 cm |
| 12-020021-017 | 123600 | 85 x 220 x 18 cm | 12-020021-010 | 123625 | 120 x 200 x 18 cm |
| 12-020021-003 | 123603 | 90 x 190 x 18 cm | 12-020021-015 | 123631 | 120 x 210 x 18 cm |
| 12-020021-008 | 123606 | 90 x 200 x 18 cm | 12-020021-020 | 123634 | 120 x 220 x 18 cm |

Kontakt os for andre størrelser



*LOW AIR LOSS-funktion - Tillader frigivelse af luft fra cellerne, hvilket forhindrer, at varme og fugt opbygges på patientens hud, mens det forbliver vandtæt på samme tid. Denne mikroklimahåndtering reducerer risikoen for forskydning og andre komplikationer for patienten.