



- Rosa, 3 cm høj topmadras / Medium blød underlag
- SAFE ViscoPore viskoelastisk skum, der er åndbart og ventilerende
- 50-80 kg i brugervægt, profileret side vendes op
- Anbefales til bruger med BMI 21-25
- Trykfordelende – og gør underværker i et rehabiliteringsforløb
- Skaber balance mellem muskler, knogler og led
- Lindrer smerter ved: Diskusprolaps, bækkenløsning, slidgigt, ondt i lænden, muskelspændinger etc.
Trykfordelingen forebygger tryksår og er helende ved vævsskader
- Placeres ovenpå basemadras, som er en boxmadras eller skummadras
- Bruges med et almindeligt bomulds-lagen ovenpå
Rullemadras må ikke bruges ovenpå, da kroppen skal være i tæt kontakt med madrassen
- Ønskes der ekstra beskyttelse af topmadrassen, så kan Comfor™ PUR inkontinensbetræk eller Soft-Cell™ vandtæt betræk med stofoverflade tilkøbes.
Soft-Cell™ kan bruges som almindeligt lagen, absorberer mere fugt end bomuld, og er optimalt behageligt i kombination med topmadrassen
- 100% Allergivenlig og indeholder ikke latex eller ftalater
- Opfylder brandtest EN 597-1 & 2, som er glødetest og tændstikflammetest
- Oeko-tex klasse 1 produkt
- Topmadrassen har en meget stærk bæreevne og har gennemgået belastningstest, der viser 5 års holdbarhed til institutionsbrug og 10 års holdbarhed til privat brug: DIN ES ISO 1856A/DIN EN ISO 3385
- Er let i vægt og er nem at håndtere
- CE-mærket Medicinsk Produkt MD-forordningen (EU) 2017/745



Kan maskinvaskes og tørre tumbles



Former sig efter kroppen. Yder trykfordeling og stabilitet. Topmadrassen følger kroppen ved bevægelser og "skubber" ikke igen, som luftmadrasser og boxmadrasser gør.