


Former sig efter kroppen - med supplerende stabilitet, støtte, komfort og smertelindring

LYDLØST materiale - ingen lyd ved bevægelser

Ingen Deformation/Ingen Formændring af vævet
Anti-decubitus puder, som giver sikker og nem trykfordeling til forebyggelse og heling af tryksår



Det Trykfordelende Lejringsystem til trykaflastning

Type 11 puder

Rektangulære puder

| | |
|-------------------------|------------|
| Nr. 11.00/HMI-nr. 53262 | 18 x 30 cm |
| Nr. 11.01/HMI-nr. 25689 | 30 x 40 cm |
| Nr. 11.02/HMI-nr. 25690 | 40 x 50 cm |
| Nr. 11.03/HMI-nr. 25691 | 40 x 60 cm |

Type 22 puder

Rektangulære puder

| | |
|-------------------------|-------------|
| Nr. 22.01/HMI-nr. 25692 | 50 x 60 cm |
| Nr. 22.02/HMI-nr. 25693 | 50 x 90 cm |
| Nr. 22.03/HMI-nr. 25694 | 60 x 90 cm |
| Nr. 22.04/HMI-nr. 25695 | 65 x 100 cm |

Type 33 pude

Boomerang

| |
|-------------------------|
| Nr. 33.01/HMI-nr. 25696 |
| 160 cm, 26 (40) cm |
| Højde 10 cm |
| 70° |

Type 44 puder

Langpuder/Slangepuder

| | |
|-------------------------|-------------|
| Nr. 44.01/HMI-nr. 25697 | 160 x 30 cm |
| Nr. 44.02/HMI-nr. 25698 | 180 x 30 cm |
| Højde ca. 13 cm | |

Nakkepude
Nr. 66.01/HMI-nr. 37786
33 x 29 x 12 cm



Fyld er 100% viskoelastisk skumgranulat: SAFE ViscoPore / Stofmateriale er 100% Bomuld
Tre typer betræk til Harmony: Comfor Inkontinensbetræk, Soft-Cell betræk, Bomuldsvelour betræk.
Maskinvask op til 95°C og tørretumbles. Optimal hygiejne og renhed kan opretholdes.

Vask fjerner bakterier, tislugt, svedlugt og parfumelugt.