

SAFE-MED

Trykfordelende Produkter OP

- Hvid SAFE ViscoPore skum
- Med Comfor OP betræk med limede sømme og plastik lynlås

50 x 31 x 9,5/7,5 cm

30 x 31 x 9,5/7,5 cm

25 x 31 x 9,5/7,5 cm

Bredde x dybde(længde) x højde

- Former sig og giver nænsom stabil støtte til hoved og nakke

Trykaflastende anatomisk hovedpude til operation giver som lejringspude effektiv trykfordeling til tryksårforebyggelse og smertelindring i forskellige lejringsituationer og sikrer stabilitet til formbar og stabil støtte af hoved og nakke liggende på ryg eller side under operation.

Leveres med sort COMFOR OP betræk med antislip bagside, limede sømme og dækket plastiklynlås.

Let daglig rengøring af betræk med sæbevand, afsprøjtning eller klordesinficering med Wet Wipe eller lignende med aktivt klor 1000-1200 ppm.

Betræk kan maskinvaskes ved op til 95°C og tørretumbles ved 60°C. Pude kan maskinvaskes ved op til 95°C og tørretumbles ved høj temperatur.

Nr. 122OP

Nr. 122OP.30

Nr. 122OP.25

Anatomisk hovedpude

