



ZiboCare



Tekniske data

4 Kg 70x125 cm HMI nr.: 71516 Varenr.: KV 600660	7 Kg 70x205 cm HMI nr.: 85072 Varenr.: KV 600661
5 Kg 70x205 cm HMI nr.: 86501 Varenr.: KV 600663	15 Kg 140x205 cm HMI nr.: 85073 Varenr.: KV 600662

Kædetæppe™ er CE-mærket. Patenteret.



Kædetæppe™

Ro og tryghed i dagtimerne

Kædetæppet kan anvendes i både dag- og nattetimer, alt efter behov. Anbefales ved kraftig uro, angst, sensoriske problematikker og ved behovet for kropsafgrænsning.

Uanede anvendelsesmuligheder

Det praktiske stof gør at det kan anvendes uden betræk. Kædetæppet er således ideelt i både sofaen, på stolen, under transport, i spisesituationer eller steder, hvor der kan være behov for at øge fornemmelsen af ro, tryghed og bedre koncentrationsevne.

Taktil og proprioceptiv stimulation

Kædetæppets sider er forskellige – den ene side er mere polstret end den anden. Dette giver brugeren mulighed for at graduere graden af den taktile og proprioceptive påvirkning. Kæderne, som ligger indsyet i kanaler, giver både taktil og proprioceptiv stimulation. Kanalerne holder på kæderne, så tæppet ligger roligt og trygt omkring brugeren. Kædetæppet er desuden lydløst, så brugeren ikke oplever støj ved brug.

Topkvalitet i flere størrelser

Tæppet er syet i kraftigt, praktisk og smudsafvisende tekstilmateriale, som er både åndbart og brandhæmmende.

Tæppet findes i følgende størrelser:

Størrelse	Vægt
70 x 125 cm	4 kg
70 x 205 cm	5 kg
70 x 205 cm	7 kg
140 x 205 cm	15 kg

Markedets mest proprioceptive tæppe

Det tungeste kædetæppe på 15 kg er markedets mest proprioceptive tæppe og kan ligeledes anvendes som sansestimulerende/beroligende dyne, idet det så blot lægges i et dynebetræk. Det er desuden delbart med lynlås, så vask kan foregå i almindelig vaskemaskine.

Vaskeanvisning

Kædetæppet kan vaskes i almindelig vaskemaskine ved 60 grader på skåneprogram.

Leveres med både vaskepose og transporttaske.