

Scan-Meds lejringsystem er bl.a. velegnet til hemiplejepatienter for at kunne opnå den bedste hvilestilling.

Lejringsystemet er udviklet i samarbejde med ergo- og fysioterapeuter, og er en kombination af kiler og puder.

Patienten lejres i anatomiske korrekte stillinger, hvorved kropsbevidstheden styrkes og balancen i kroppen overholdes eller genopbygges.

Nedenfor er en oversigt over de kiler og puder, som indgår i lejringsystemet:



Skulderkile

Skulderkile med skumkerne og skridsikker vandtæt bomuldsfrottébetræk, som er aftageligt og vaskbart.
Mål: L: 30 cm x B: 20 cm x H: 9/0 cm.

Varenr. 330800
HMI-nr. 12825

Hoftekile

Hoftekile med skumkerne og skridsikker vandtæt bomuldsfrottébetræk, som er aftageligt og vaskbart.
Mål: L: 40 cm x B: 25 cm x H: 9/0 cm.

Varenr. 330802
HMI-nr. 12824



Rygkile

Rygkile med skumkerne og skridsikker vandtæt bomuldsfrottébetræk, som er aftageligt og vaskbart.
Mål: L: 58 cm x B: 31 cm x H: 24 cm.

Varenr. 330804
HMI-nr. 12823



Benpude

Benpude med fyld af siliconebehandlede fibre og skridsikker vandtæt bomuldsfrottébetræk, som er aftageligt og vaskbart.

Mål: L: 80 cm x B: 40 cm x H: 15 cm.

Varenr. 330810
HMI-nr. 12826



Armpude

Armpude med fyld af siliconebehandlede fibre og skridsikker vandtæt bomuldsfrottébetræk, som er aftageligt og vaskbart.

Mål: L: 70 cm x B: 25 cm x H: 15 cm.

Varenr. 330812
HMI-nr. 12827



Stor rygkile

Stor rygkile med skumkerne og skridsikker vandtæt bomuldsfrottébetræk. Rygkilen har en ret vinkel og ligger derfor mere stabilt op af sengehesten eller sengens bagside.

Mål: L: 40 cm x B: 30 cm x H: 23 cm

Varenr. 330816
HMI-nr. 33520

Lille rygkile

Som stor rygkile

Mål: L: 30 cm x B: 30 cm x H: 23 cm

Varenr. 330818
HMI-nr. 33521

Scan-Med A/S har ligeledes et program af støttekiler, som med fordel kan bruges som supplement til lejringsystemet!