

ERGOtip toiletbadestole med el-kip og el-hejs



ERGOTip kommer i otte størrelser

– fra små borgere til bariatri

Hvad kan ERGOTip toiletbadestole

Med en ERGOTip toiletbadestol gøres badeoplevelsen behagelig for både borger og behandler. De mange indstillinger sikrer komfort, der passer den enkelte. Der findes et udvalg af tilbehør, som kan bruges på tværs af modeller.

Hvordan fungerer ERGOTip toiletbadestole

ERGOTip serien består af otte størrelser, som matcher den lille borger til bariatri.

ERGOTip 5 er den mest anvendte til mellemstørrelse brugeren.



HMI: 35321

ERGOTip 5



HMI: 50831

ERGOTip 6



HMI: 50833

ERGOTip 7



HMI: 72165

ERGOTip 8



HMI: 72166

ERGOTip 9



HMI: 89883

ERGOTip 10



HMI: 109635

ERGOTip 11



HMI: 125729

ERGOTip væghængt

Tekniske specifikationer på ERGOTip toiletbadestole med el-kip og el-hejs

Model	Sæde-højde cm.	Sæde-dybde cm.	Sæde-bredde cm.	Hul-størrelse cm.	Hygiejne-åbning cm.	Mellem armlæn cm.	Total-bredde cm.	Total-dybde cm.	Total-højde cm.	Belastning kg.
ERGOTip 5	54-92.5	43	43	26,5x22	11,5	45,5	58	74	103-141,5	200
ERGOTip 6	55-93.5	48	49	29x21	11,5	51	63,5	74	103-141,5	200
ERGOTip 7	57-95.5	48	58.5	29x21	11,5	60	71,5	74	104-142,5	200
ERGOTip 8	55-93.5	44	40	29x21 cm	11,5	42,5	58	73,5	101-139,5	150
ERGOTip 9	55-93.5	44	40	23,5-15,5	11,5	37,5	57	73,5	101-139,5	150
ERGOTip 10	54-92.5	43	43	26,5x22	11,5	45,5	78	85	103-141,5	200
ERGOTip 11	57-101	48	71	29x21	11,5	73	85	87,5	109,5-149	275
ERGOTip væghængt	54-92,50	43	43	26,5x22	11,5	45,5	58	70	106-144,5	130