

Neonatal-/’Pædiatri’-stol



Hvilestol der giver forældre de bedste forudsætninger for at sidde i længere tid med barnet og samtidig hjælper med til, at forbedre sundhedspersonalets arbejdsmiljø.

Giver optimale muligheder for nærhed mellem barnet, der har behov for pleje og behandling, og forældrene, som skal støtte deres barn i sygdomsforløbet.

Stolens mange indstillingsmuligheder gør, at forælderen kan ændre siddestilling efter behov, og derved finde en bekvem siddestilling - også over længere tid.

Ryglæn og fodskammel kan indstilles, imens man sidder i stolen, hvilket giver forældrene mulighed for at ændre siddestilling med barnet, eller at ligge ned/hvile i stolen, imens barnet ligger i sengen.

Personalet kan arbejde stående i en god arbejdsstilling, da stolen kan hæves til den ønskede stilling via den elektriske højdeindstilling. Dette gør det også muligt for forældre at sidde/hvile i den rette højde ift. at kunne nå barnet i kuvøsen.

Elektrisk udstigningshjælp giver forældrene mulighed for selv at sætte sig og komme op fra stolen med barnet i armene, uden at skulle tilkalde personale eller at lægge barnet fra sig.

Optimal støtte ved amning, da armlænene nemt kan nedfældes eller indstilles i den rette højde. Stolen er mobil med hjul, så den kan flyttes rundt efter behov.

Centralbremsen er placeret ved baghjulene, og sikrer en stabil stol når man skal rejse sig og sætte sig ned.

Stolen er udviklet sammen med personale og patienter bl.a på baggrund af RCT-studier på Neonatal-afdelingerne H6 på OUH og P3 på Kolding Sygehus.

Varenummer	Beskrivelse	HMI-nr.
5387212	VELA Neonatal-/pædiatristol	130993

Neonatal-/’Pædiatri’-stol

Er designet så den lever op til de hygiejne- og desinficeringskrav, der er i sundhedssektoren.

For optimal hygiejne er alle stolens overflader – også træoverflader – rengøringsvenlige og lette at aftørre/desinficere.

Antallet af syninger er minimeret og der er kantbånd på eventuelle overgange mellem polstrede og hårde overflader samt ved armlæen og ryglæen. Dette for at der ikke kommer snavs i samlinger og rengøring lettes.

Alle dele på stolene tåler desinfektion med f.eks. alkohol eller klor ved de anbefalede koncentrationer og blandingsforhold.



Tekniske data:

	Neonatal-/pædiatriestol
CE-mærket iht.	MDD 93/42/EEC
EMC-test	IEC 60601-1-2
Elektrisk input	100-240V~50/60Hz 2.5-1.2A
Duty cycle	10% maks. 2 min./18 min.
Batteri	Funktion kan tilkøbes
Siddehøjde	47-85 cm
Ryglænsindstilling	53 ° bagud
Fodstøtte	40° vinkling
Trendelenburgfunktion	Nej
Udstigningshjælp	Ja
Sæde	52 x 51 cm (B/D)
Ryglæn	45 x 51 cm (B/H)
Nakkestøtte	55 x 35 cm
Nakkestøtte, højdeindstilling	0-14 cm
Armlæenspude	13 x 63 cm
Armlæenshøjde og -funktion	Fra 3 cm under sædeniveau til 27 cm over sædeniveau
Brugervægt	140 kg
Vægt	91 kg