



TR 2000

- Hydraulisk bruseleje

Et hydraulisk bruseleje med uendelige anvendelsesmuligheder

TR 2000 er et hydraulisk fodbetjent bruseleje med en maksimal patientvægt på 200 kg. Med det unikke sideplacerede hæve-/sænkesøjle er det muligt for selve lejet helt at overlape sengen for en sikker og nem forflytning af patienten.

Bruselejet har en vigtig funktion for plejepersonalet, idet bruselejet har et afløb i både hoved- og fodende. Patienten kan derved placeres i begge retninger alt efter forholdene.

Det højdejusterbare bruseleje er den ideelle ergonomiske løsning til forebyggelse af arbejdsskader og minimering af statiske belastninger.

Funktioner:

Standardudstyr

- Max. patientvægt: 200 kg
- Afløb i begge ender
- Chassis og understel er produceret i pulverlakeret rustfrit stål
- Kvalitetsmateriale sikrer en lang levetid og lave brugsomkostninger
- Med gummistødhjul
- 4 stk. 100Ø mm dobbelthjul med lås som standard
- Madras og pude er blå
- Fleksibel afløbsslange, 1 m lang

Til plejepersonalet



- Sikker patienthåndtering
- Fodbetjent højdejustering for ergonomisk korrekt arbejdsstilling
- Trendelenburg-tiltjustering +/- 4°
- Sidestøtter er justerbare og fleksible
- Madras kan let fjernes for let rengøring og desinficering efter brug
- Kan anvendes sammen med TR 2810 Brusepanel

Produktspecifikationer:

Model	TR 2000/TR 2000 S/TR 2000 L/TR 2000 W
Længde	1600/1900/2100/1950 mm
Bredde	640/640/640/695 mm
Højde	600-900 mm
Afstand fra gulv	160 mm
Max. arbejdsbelastning	200 kg
Betjening	Fodbetjent kontrol og manuel tiltjustering på begge sider
Totalvægt (tom)	79/73/83/82 kg

Muligt tilbehør:

- Rygstøtte/kilepude 15° og 30° (til TR 2000W)
- Sikkerhedsanordning/remme til montering på madrassen til sidestøtte
- Længere afløbsslange: 2,5 m
- Retningsfaste hjul



Fodbetjening



Sidestøtter



Hjul 100 mm



Gummistødhjul

Vareoplysninger:

Varenr.	Model	HMI-nr.
0540010	TR 2000 standard	
0540015	TR 2000 S – kort model	
0540016	TR 2000 L – lang model	
0540017	TR 2000 W – bred model	

