

I praksis bruges tasken

På taskens ydersider er der en mulighed for at opbevare ekstra remedier og billeder, samtidig med at der er en lille plastic lomme på begge sider til at fremvise et navneskilt eller billede af personen der ejer/ bruger tasken.

Tasken åbnes op ved hjælp af lynlåsen hele vejen rundt. I tasken findes plastiklommer til at anbringe billeder og remedier. Der sidder øverst på et bånd nogle karabinhager og rundskindsnore til at hæfte remedier og motoriske midler fast. Personlige billeder og remedier som har betydning for personen, der skal anvende tasken, lægges i stoflommerne eller i pungen som sidder fast på tasken med velcro. Disse ting og billeder skaber relationer og bringer minder frem ved samtale og forståelse. Derudover medfølger der hjælpemidler til stimulation af motorik og sanser.